

Gabinete de Procedimientos 3 bahias (2 divisiones)

Descripción

Carro de almacenamiento clínico móvil de máxima capacidad con 3 bahías y dos divisores internos continuos. Estructura de alta gama en acero cold-rolled de calibre 20 (shell calibre 18). Dimensiones: Alto 78.75″ x Fondo 27″ x Ancho 60″. Equipado con tres puertas de vidrio templado, manijas de acero inoxidable y ruedas de grado médico de 5″ con bloqueo. Conforme a UL 60601. PDF+ 4

ventas@abatec.com.mx