

Autoclave vertical GF-SA

Descripción

El **GF-SA** es un autoclave vertical diseñado para garantizar **procesos de esterilización seguros, precisos y eficientes**, ideal para **laboratorios, hospitales y centros de investigación**. Está disponible en capacidades de **29 L, 54 L, 88 L y 120 L**, combinando tecnología avanzada con facilidad de uso.

Destaca por su **pantalla LCD de gran formato**, que permite monitorear los parámetros en tiempo real de manera clara. Su diseño ergonómico incluye **tapa de apertura rápida con un solo toque**, facilitando la carga y descarga de materiales sin esfuerzo.

Características Principales

- **Enfriamiento rápido:** Ventilador de refrigeración que acorta el tiempo posterior a la esterilización.
- **Alimentación automática de agua:** Elimina la necesidad de agregar agua con frecuencia.
- **Esterilización a alta temperatura:** Hasta 138 °C.

ventas@abatec.com.mx

- **Programa múltiple:** Más de 10 programas predefinidos y posibilidad de crear y guardar hasta 60 programas personalizados.

- **Puerto USB:** Permite almacenar hasta 500 ciclos de operación.

- **Diseño que ahorra espacio:** Tamaño compacto con diámet

ventas@abatec.com.mx