

Autoclave vertical GI54SR

Descripción

El **autoclave vertical GI54SR** de **54 litros** está diseñado para ofrecer **rendimiento superior en la esterilización** de materiales médicos y de laboratorio. Su **función de secado automático** garantiza resultados óptimos, probados al 100% con algodón seco, asegurando eficiencia real en cada ciclo.

Gracias a su **pantalla LCD de gran tamaño**, la supervisión del proceso es fácil y clara. Además, el **puerto USB** permite registrar y exportar los datos de esterilización de manera rápida y confiable.

Características Principales

- **Enfriamiento rápido:** Ventilador de enfriamiento integrado que reduce significativamente el tiempo entre ciclos.
- **Pantalla LCD:** Muestra el proceso y los detalles de manera clara, mediante diagrama de flujo o texto.
- **Esterilización a alta temperatura:** Hasta 135 °C, ideal para materiales médicos y de laboratorio.

ventas@abatec.com.mx

- **Función de secado automático:** Secado 100% probado con algodón según norma CE.
- **Opción médica/bioseguridad:** Programas especiales para aplicaciones médicas y de bioseguridad.

ventas@abatec.com.mx