

Autoclave vertical GI54SW

Descripción

El **GI54SW** de **54 litros** ofrece una **solución moderna y confiable** para procesos de esterilización en laboratorios y clínicas. Su **pantalla LCD de gran formato** permite visualizar en tiempo real cada etapa del ciclo, mientras que el **puerto USB** facilita la exportación de datos para un **control documentado y trazable**.

Diseñado para brindar **rendimiento constante, trazabilidad de procesos y máxima protección**, el GI54SW es ideal para ambientes que exigen calidad, precisión y control.

Características Principales

- **Enfriamiento rápido:** Ventilador integrado que reduce el tiempo de enfriamiento tras la esterilización.
- **Pantalla LCD:** Visualización clara del proceso y detalles mediante diagrama de flujo o texto.
- **Esterilización a alta temperatura:** Temperatura de esterilización hasta 135 °C.
- **Puerto USB:** Permite guardar y exportar hasta 500 ciclos de datos para trazabilidad.

ventas@abatec.com.mx

- **Opción médica/bioseguridad:** Programas especiales para aplicaciones médicas y de bioseguridad.

ventas@abatec.com.mx