

Autoclave vertical GR60SF

Descripción

El **GR60SF** es un **autoclave compacto y eficiente**, diseñado para laboratorios clínicos, hospitales y centros de investigación que requieren **alto rendimiento y seguridad**. Con una **capacidad de 60 litros**, ofrece una solución ideal para espacios medianos sin comprometer la eficiencia del proceso.

Destaca por su **alimentación automática de agua**, que mejora la autonomía del equipo y reduce la intervención del operador, y por su **ventilador de enfriamiento rápido**, que acelera el enfriamiento tras la esterilización, optimizando los tiempos de uso. Además, el **modo especializado para desechos médicos** garantiza un tratamiento seguro y conforme a las normativas sanitarias más estrictas.

Características Principales

- **Enfriamiento rápido:** Ventilador que reduce el tiempo de enfriamiento después de la esterilización.
- **Alimentación automática de agua:** Evita la necesidad de agregar agua manualmente durante los ciclos.
- **Esterilización a alta temperatura:** Temperatura de esterilización hasta 138 °C.

ventas@abatec.com.mx

- **Programa múltiple:** Sólidos, líquidos, agar-fusión, líquidos con calentamiento, rápido, goma, tela, instrumentos envueltos e instrumentos sin envolver.

- **Función de secado:** Secado 100 % probado según norma CE.

- **Opción médica/de bioseguridad:** Programas especiales para bioseguridad y aplicaciones médicas.

ventas@abatec.com.mx