

Autoclave horizontal GWA280SQ

Descripción

El **GWA280SQ** está diseñado para **procesos de esterilización de alto volumen**, combinando eficiencia, control y confiabilidad. Con una **capacidad de 280 litros**, es ideal para hospitales, laboratorios farmacéuticos y centros de investigación que requieren esterilizar grandes cargas en menor tiempo.

Este modelo incorpora **secado al vacío**, asegurando la eliminación completa de la humedad, ideal para materiales sensibles. Además, ofrece **prueba de envasado de medicamentos**, garantizando la integridad del sellado y la esterilidad del producto. Su sistema de **refrigeración por agua** acelera el enfriamiento, optimizando los tiempos de operación y reduciendo el consumo energético.

Características Principales

- **Refrigeración por agua:** Reduce el tiempo del ciclo mediante un sistema de enfriamiento eficiente.
- **Grandes capacidades de carga:** De 180 L a 280 L, ideal para cargas pesadas.
- **Bomba de vacío:** Función de secado y pulso de vacío con bomba de alta calidad.

ventas@abatec.com.mx

- **Esterilización líquida:** Eficiente incluso en líquidos sellados.
- **Prueba de empaque de medicamentos:** Cumple con normativas de EE. UU. y UE.
- **Opción médica/bioseguridad:** Programas especiales para bioseguridad y aplicaciones médicas.

El **GWA280SQ** combina tecnología avanzada, gran capacidad y máxima confiabilidad, convirtiéndose en un equipo esencial para **esterilización profesional y controlada**.

ventas@abatec.com.mx