

HB eco

Descripción

El **HB eco** es un **baño de calentamiento compacto y ergonómico**, ideal para laboratorios que requieren **control seguro y preciso de líquidos hasta 99 °C**. Su diseño con **asas ergonómicas** facilita el manejo, mientras que el **indicador de temperatura alterna** permite monitorear la temperatura de consigna y real de manera sencilla.

Características principales:

- **Capacidad del baño:** 4 L, con temperatura máxima de 99 °C.
- **Control preciso de temperatura** con oscilación mínima, garantizando resultados consistentes.
- **Puerto USB** para documentación y registro de datos.
- **Circuito de seguridad fijo** a 109 °C.
- **Material del baño:** acero inoxidable 1.4404, resistente y duradero.

ventas@abatec.com.mx

- **Diseño compacto y ligero:** 330 x 190 x 325 mm, peso 3.9 kg, con clase de protección IP 21.

- **Control de calentamiento:** botón giratorio con precisión de 1 K.

El **HB eco** combina **seguridad, precisión y ergonomía**, siendo perfecto para **calentamiento seguro de líquidos en laboratorio con control sencillo y documentación confiable**.

ventas@abatec.com.mx