

HBC 10 basic

Descripción

El **HBC 10 basic** es un **termostato de circulación de alto rendimiento**, ideal para laboratorios que requieren **control preciso de la temperatura**. Su baño de **acero inoxidable** tiene un **volumen de 7,5 a 10,5 litros** y una gran superficie de radiador que asegura un **calentamiento uniforme** y un **intercambio térmico óptimo**.

Especificaciones técnicas

- **Tipo de aplicación:** Termostato de circulación.
- **Clasificación según DIN 12876:** III (FL).
- **Potencia de calefacción:** 1250 W.
- **Rango de temperatura de trabajo:** temp. ambiental +10 K @1000 rpm – 250 °C.
- **Temperatura mínima con refrigeración externa:** -20 °C.
- **Control de temperatura:** PID.

ventas@abatec.com.mx

- **Sensor de temperatura:** PT 100 (funcionamiento) y PT1000 (seguridad).
- **Resolución de indicación:** 0.1 K.
- **Volumen de baño:** 8 – 11 L.