

HBC 5 basic

Descripción

El **HBC 5 basic** es un **termostato de circulación de alto rendimiento**, ideal para laboratorios que requieren **control preciso de temperatura**. Su baño de **acero inoxidable** tiene un **volumen de 5 a 7 litros** y una gran superficie de radiador que asegura un **calentamiento uniforme** y un **intercambio térmico óptimo**.

Especificaciones técnicas

- **Tipo de aplicación:** Termostato de circulación.
- **Clasificación según DIN 12876:** III (FL).
- **Potencia de calefacción:** 1250 W.
- **Rango de temperatura de trabajo:** temp. ambiental +10 K @1000 rpm – 250 °C.
- **Temperatura mínima con refrigeración externa:** -20 °C.
- **Control de temperatura:** PID.

ventas@abatec.com.mx

- **Sensor de temperatura:** PT 100 (funcionamiento) / PT1000 (seguridad).
- **Resolución de indicación:** 0,1 K.
- **Volumen de baño:** 5 – 7 L.
- **Tipo de bomba:** presión y succión, capacidad ajustable.
- **Presión máxima de bomba:** 0,61 bar (descarga) / 0,45 bar (succión).

ventas@abatec.com.mx