

Horno eléctrico estándar (FO311)

Descripción

El horno de mufla FO311 de Yamato, es conocido por su eficiencia un horno compacto y confiable, diseñado con **cámara de fibra de alúmina libre de RCF**, que garantiza seguridad y cumplimiento normativo. Su operación sencilla y funciones avanzadas lo hacen ideal para laboratorios y procesos de control de calidad.

Características principales

- **Cámara libre de RCF:** Seguridad y protección ambiental.
- **Operación simple:** Configuración digital mediante teclas ▲/▼ con pantalla LED.
- **Programable:** Funciones de temperatura fija y programas con temporizador.
- **Calentamiento eficiente:** Hasta **1150 °C en aproximadamente 70 minutos**.
- **Funciones avanzadas:** Compensación de calibración y por corte de energía.

ventas@abatec.com.mx

- **Seguridad reforzada:** Autodiagnóstico, protección contra sobrecalentamiento y disyuntor ELB.
- **Diseño resistente:** Exterior en acero electrogalvanizado con pintura anticorrosiva.

Aplicaciones

Ideal para:

- **Laboratorios de investigación y control de calidad**.
- Procesos de **calcinación, sinterización, fusión, tratamientos térmicos y pruebas de materiales**.
- Sectores como **química, farmacéutica, materiales y medio ambiente**.

ventas@abatec.com.mx