

Agitador de laboratorio Hula Dancer basic

Descripción

Hula Dancer Basic – Agitador Orbital Compacto

El Agitador de laboratorio Hula Dancer basic es un agitador orbital de uso intensivo que combina **tamaño compacto**, **estabilidad** y **robustez**. Además, gracias a su movimiento circular de 4.5 mm de diámetro y su velocidad fija de 2,800 rpm, garantiza una agitación rápida y uniforme. Por lo tanto, resulta ideal para laboratorios que necesitan precisión en espacios reducidos.

Asimismo, su carcasa resistente asegura durabilidad incluso con uso constante. Además, incluye función de tacto (touch) para activación rápida, lo que facilita el manejo en protocolos que requieren agitaciones cortas. De igual manera, su diseño ergonómico permite colocarlo fácilmente en estaciones de trabajo pequeñas.

Por otra parte, la operación continua al 100 % del ciclo permite sesiones largas sin interrupciones. Igualmente, su bajo consumo de energía contribuye a eficiencia operativa, mientras que la protección IP42 ofrece seguridad ante salpicaduras accidentales. Finalmente, su tamaño compacto permite transportarlo y ubicarlo según se necesite, garantizando así versatilidad y comodidad.

Información Técnica

ventas@abatec.com.mx

- **Tipo de movimiento:** Circular
- **Diámetro orbital:** 4.5 mm
- **Velocidad fija:** 2,800 rpm
- **Capacidad de carga:** 0.1 kg (100 g)
- **Potencia del motor:** 9.5 W (consumo) / 5 W (salida)
- **Dimensiones:** 123 × 42 × 123 mm
- **Peso:** 0.7 kg
- **Función tacto:** Sí
- **Clase de protección:** IP42
- **Alimentación:** 100–240 V, 50/60 Hz

Características Destacadas Agitador de laboratorio Hula Dancer basic

- Agitación eficiente para volúmenes pequeños.
- Activación rápida mediante función táctil.
- Operación continua sin interrupciones.

ventas@abatec.com.mx

- Compacto y fácil de integrar en cualquier estación de trabajo.

- Carcasa robusta que asegura durabilidad.

En conclusión, el **Hula Dancer Basic** combina **flexibilidad**, **rendimiento confiable** y **comodidad de uso**. Por consiguiente, es la opción ideal para laboratorios clínicos, químicos y de investigación que buscan resultados consistentes y eficientes.

Además, su diseño versátil facilita la integración en distintos entornos, mientras que su funcionamiento seguro asegura tranquilidad al operador.

ventas@abatec.com.mx