


IC basic pro 20 c

Descripción

El **IC basic pro 20 c** de IKA es un **paquete de termostato de inmersión** diseñado para facilitar la configuración de sistemas de atemperado en laboratorios. Incluye todos los **accesorios necesarios** para un uso inmediato y seguro en aplicaciones de control de temperatura.

Este sistema combina un termostato de puente con un **baño de acero inoxidable IB 20 pro (tamaño L)**, ofreciendo tiempos de calentamiento cortos y control preciso de temperatura. Su diseño permite sumergir el termostato en recipientes de distintos tamaños con total seguridad.

Información técnica

- **Tipo de aplicación:** Termostato de inmersión
- **Clasificación DIN 12876:** III
- **Identificación DIN 12876:** FL
- **Potencia de calefacción:** 2500 W

ventas@abatec.com.mx

- **Temperatura mínima de funcionamiento (con refrigeración externa):** -20 °C
- **Sensor de temperatura:** PT 100 / PT1000
- **Constancia de temperatura:** ±0,02 K

ventas@abatec.com.mx