


IC control

Descripción

El **IC control** de IKA es un **termostato de inmersión** diseñado para calentar líquidos hasta **250 °C** en recipientes de baño abiertos y semiabiertos, con control preciso y tiempos de calentamiento cortos.

Su unidad de control incorpora una **pantalla gráfica TFT en color**, que permite visualizar todos los parámetros del proceso, incluyendo temperatura, velocidad de bomba, nivel de llenado y temperatura de seguridad.

Información Técnica

- **Tipo de aplicación:** Termostato de inmersión
- **Clasificación DIN 12876:** III
- **Identificación DIN 12876:** FL
- **Potencia de calefacción:** 1250 W
- **Temperatura mínima de funcionamiento (con refrigeración externa):** -20 °C

ventas@abatec.com.mx

- **Control de temperatura:** PID
- **Funcionamiento del sensor:** PT 100 / PT1000
- **Indicador de temperatura:** TFT