

ICC basic

Descripción

El **ICC basic** es un **termostato de inmersión compacto** para el **atemperado de líquidos en recipientes de baño abiertos o semiabiertos** hasta **150 °C**. Su **bomba de presión y succión integrada** permite aplicaciones tanto internas como externas.

Información Técnica

- **Tipo de aplicación:** Termostatos de inmersión compactos
- **Clasificación DIN 12876:** III
- **Identificación DIN 12876:** FL
- **Potencia de calefacción:** 1000 W
- **Rango de temperatura:** temp. ambiental +10K @1000rpm – 150 °C
- **Temperatura mínima (con refrigeración externa):** -20 °C

ventas@abatec.com.mx

- **Control de temperatura:** PID
- **Sensor de temperatura:** PT 100
- **Seguridad del sensor de temperatura:** PT1000
- **Indicador de temperatura:** LED
- **Indicador de seguridad de temperatura:** LED