

IKA MultiDrive control

Descripción

El **IKA MultiDrive control** es un molino de laboratorio versátil diseñado para **triturar, mezclar y dispersar** muestras duras, blandas o fibrosas. Gracias a la amplia variedad de recipientes disponibles (no incluidos en el suministro), puede adaptarse a distintas aplicaciones, desde molienda gruesa y fina hasta mezclas homogéneas y procesos de dispersión. El equipo incluye un **recipiente de dispersión y un tubo desechable**, además de una **interfaz USB** para facilitar el control y la documentación de los procesos.

Información Técnica

- **Tipo de proceso:** lote
- **Principio de funcionamiento:** corte / impacto / mezclado / dispersión
- **Potencia del motor (consumo):** 1000 W
- **Potencia del motor (suministro):** 800 W
- **Rango de velocidad:** 3000 – 20000 rpm

ventas@abatec.com.mx

- **Desviación de velocidad:** ±5 %
- **Tiempo de conexión:** 5 min
- **Tiempo de desconexión:** 10 min
- **Motor:** corriente continua sin escobillas
- **Visualización:** TFT
- **Unidad RFID:** sí

ventas@abatec.com.mx