

Agitador magnético IKA Plate Package

Descripción

IKA Plate Package: solución completa para agitación y calentamiento

El Agitador magnético IKA Plate Package es una solución integral y lista para usar que cubre todas las necesidades de agitación y calentamiento en el laboratorio. Además, incluye el agitador magnético IKA Plate (RCT digital) junto con accesorios esenciales, lo que permite comenzar a trabajar de inmediato sin configuraciones adicionales. De esta manera, el usuario ahorra tiempo y asegura un inicio rápido de sus experimentos.

Rendimiento y control

El corazón del paquete es el IKA Plate (RCT digital). Este agitador cuenta con una placa redonda de aleación de aluminio que asegura una distribución uniforme del calor y una estabilidad confiable de la temperatura.

- Puede agitar hasta 20 litros de líquido.
- Ofrece velocidades de 50 a 1500 rpm.
- La pantalla LCD permite controlar velocidad y temperatura en tiempo real.

Por lo tanto, el usuario obtiene un control sencillo y resultados reproducibles. Asimismo, la interfaz clara facilita el ajuste de parámetros incluso durante procesos prolongados.

ventas@abatec.com.mx

Seguridad y precisión

La seguridad es un aspecto clave en este equipo.

- La función IKA SmartTemp® protege al usuario de forma automática.
- El circuito de seguridad regulable evita sobrecalentamientos.
- El sensor PT 1000.60 permite un control exacto de la temperatura.
- Además, las funciones de temporizador y contador facilitan experimentos con control total del tiempo.

En consecuencia, el sistema combina potencia con seguridad en cada uso. A la vez, ofrece confianza al operador y protege la integridad de las muestras.

Accesorios incluidos

El paquete viene listo para usar con:

- Barra de fijación H 38
- Varilla de soporte H 16 V
- Pinza en cruz H 44

Así, el usuario dispone de todo lo necesario para comenzar de inmediato. Por consiguiente, no requiere compras adicionales ni configuraciones complejas.

Agitador magnético IKA Plate Package

En resumen, el IKA Plate Package ofrece potencia, seguridad y facilidad de uso en un solo kit. Además, incluye todos los accesorios básicos para optimizar procesos de agitación y calentamiento. Por lo tanto, es la elección ideal para laboratorios que buscan un equipo confiable, versátil y listo para usar desde el primer día. Finalmente, su diseño robusto asegura un rendimiento constante y una inversión duradera.

ventas@abatec.com.mx