

IKA Plate

Descripción

El **IKA Plate** **(RCT digital)** es un agitador magnético con calefacción diseñado para combinar un rendimiento superior con un diseño intuitivo y moderno. Su **placa redonda de aleación de aluminio** garantiza una excelente estabilidad de la temperatura y una distribución de calor eficiente. Con la capacidad de agitar hasta **20 litros** de líquido y un rango de velocidad de **50 a 1500 rpm**, es la herramienta perfecta para una amplia variedad de aplicaciones en el laboratorio. El diseño del **IKA Plate (RCT digital)** está inspirado en la simplicidad de los smartphones, con un panel de control que te permite gestionar todas sus funciones de forma clara y sencilla. La seguridad es una prioridad, y la función **IKA SmartTemp®** protege al usuario de manera inteligente. La placa incorpora la avanzada **tecnología magnética Alnico**, que ofrece un vórtice máximo y un rendimiento de agitación superior. Este agitador no solo es potente, sino también inteligente. Las funciones integradas de **temporizador y contador** facilitan el control de reacciones cinéticas y sensibles. Además, su interfaz **USB** te permite realizar **actualizaciones de firmware**, asegurando que el equipo esté siempre optimizado con las últimas funciones y mejoras. El **IKA Plate (RCT digital)** incluye un **sensor de temperatura PT 1000.60** para un control preciso de la temperatura en tu muestra. Si buscas una herramienta fiable, segura y con tecnología avanzada para tus necesidades de agitación y calentamiento, el **IKA Plate (RCT digital)** es la elección ideal.

ventas@abatec.com.mx