

Impresora digital DP-63

Descripción

La **impresora digital DP-63** está diseñada especialmente para los **refractómetros Abbe DR-A1 y DR-A1-Plus** de Atago. Ofrece un registro inmediato y confiable de los resultados, facilitando la trazabilidad en laboratorios, control de calidad e investigación.

Características principales

- Compatibilidad con **modelos DR-A1 y DR-A1-Plus**.
- Imprime automáticamente:
  - Número de muestras.
  - Resultados de medición.
  - Temperatura de la muestra.
- **Método de impresión térmica de puntos**, rápido y silencioso.

ventas@abatec.com.mx

- Conexión mediante **adaptador de CA (100–240 V)**.
- Ideal para **química, industria alimentaria, farmacéutica y laboratorios de investigación**.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** DP-63(C) (Atago 3136)
- **Modelos compatibles:** DR-A1 / DR-A1-Plus
- **Método de impresión:** impresión térmica por puntos
- **Fuente de alimentación:** adaptador de CA (AC100–240V)
- **Consumo de energía:** 13 VA
- **Dimensiones:** 17 × 16 × 7 cm
- **Peso:** 580 g (unidad principal)