

Impresora digital DP-RD

Descripción

La DP-RD es una impresora de sobremesa que se integra directamente con los refractómetros digitales RX-α. Una vez que el refractómetro completa una medición, la impresora genera automáticamente un informe que incluye:

- Número de muestra
- Índice de refracción (nD o nDt)
- Porcentaje de Brix
- Concentración (según una de las escalas de usuario)
- Temperatura de la muestra

Utiliza el método de impresión por puntos de impacto y acepta papel enrollado liso (no térmico), lo que permite mantener costos operativos bajos y simplificar el mantenimiento.

Características Técnicas

ventas@abatec.com.mx

- **Compatibilidad**: Diseñada para los refractómetros digitales RX-α de Atago.
- **Método de impresión**: Impresión por puntos de impacto.
- **Papel**: Papel enrollado liso (no térmico).
- **Fuente de alimentación**: Adaptador de corriente alterna (AC) con voltaje de entrada de AC 100 a 240 V.
- **Consumo de energía**: 7 VA.
- **Dimensiones**: 11 × 18 × 9 cm.
- **Peso**: 470 g (solo unidad principal).