

Impresora digital DP-RX

Descripción

La **DP-RX** es una impresora diseñada específicamente para los **refractómetros digitales automáticos RX-5000α y RX-7000α** de Atago. Este instrumento permite la **impresión automática** de los resultados de medición, optimizando la documentación de datos y reduciendo errores de registro manual. Es ideal para laboratorios, control de calidad y aplicaciones industriales donde la precisión y rapidez son esenciales.

Características Principales

- **Compatibilidad**:
  - RX-5000α (S/N: 052601-)
  - RX-7000α (S/N: 051301-)
  - RX-9000α
  - RX-007α

ventas@abatec.com.mx

  - RX-DD7α-Té

- **Método de impresión**: Impresión térmica.
- **Tipo de papel compatible**:
  - Papel de impresora normal para térmica: RE-8412
  - Papel para almacenamiento a largo plazo: RE-8414
- **Fuente de alimentación**: Adaptador de CA, voltaje de entrada AC 100–240V.
- **Consumo de energía**: 13 VA.
- **Dimensiones y peso**: 17 × 16 × 7 cm; 580 g (solo unidad principal).