

Incubadora de plaquetas Horizon Series™ PC3200h

Descripción

La **PC3200h Horizon Series™ de Helmer** es una incubadora de plaquetas de piso que se destaca por su fiabilidad y gran capacidad. Además, su diseño de doble puerta de vidrio permite una fácil visualización del contenido. Igualmente, es compatible con hasta tres agitadores PF96i o PF96h, ofreciendo un almacenamiento de alto volumen.

Características principales Incubadora de plaquetas Horizon Series™ PC3200h:

- **Gran capacidad:** Puede alojar hasta tres agitadores, lo que le permite almacenar hasta 288 bolsas aleatorias o 96 bolsas de aféresis.
- **Control preciso de temperatura:** Mantiene un rango de +20 °C a +35 °C, garantizando la viabilidad de las plaquetas en todo momento.
- **Diseño robusto:** Construida con doble puerta de vidrio templado, recubrimiento en polvo resistente a bacterias y ruedas giratorias con bloqueo para un fácil movimiento. Además, incluye una cerradura de llave para mayor seguridad.
- **Monitoreo y alarmas:** Los controles a la altura de los ojos y la pantalla digital LED facilitan la supervisión, mientras que el sistema de alarma integrado alerta sobre

ventas@abatec.com.mx

cualquier variación de temperatura.

- **Acceso fácil:** Los cajones extraíbles permiten un acceso sencillo a los agitadores, mejorando la eficiencia del manejo diario.

- **Calidad certificada:** Cuenta con certificaciones QPS, CE y RoHS, garantizando fiabilidad y cumplimiento con los estándares de calidad.

La **incubadora PC3200h** es, por lo tanto, la solución ideal para el almacenamiento de plaquetas, ya que combina seguridad, alta capacidad y tecnología avanzada.