

LIOFILIZADORA C/TRAMPA FRIA REFRIGERADA 4LT 5A 115V 50/60HZ

Descripción

El Liofilizador Yamato de 4 Litros con Trampa Fría Refrigerada (Modelo de referencia Serie DC401) es un equipo de alto rendimiento y diseño compacto de estructura vertical, optimizado para laboratorios de investigación, farmacéuticos y biotecnológicos que requieren una preservación impecable de muestras biológicas, alimentos, extractos y materiales sensibles a la temperatura. Equipado con una trampa fría de 4 litros, este sistema garantiza una eliminación eficiente de la humedad mediante sublimación en un entorno libre de contaminantes. Su diseño vertical maximiza el espacio en el laboratorio y sus ruedas integradas facilitan su movilidad según las necesidades operativas.

ventas@abatec.com.mx