

MD 4C NT

Descripción

La **MD 4C NT** es una **bomba de membrana con resistencia química**, diseñada para laboratorios que requieren **alto rendimiento, eficiencia y durabilidad**.

Características principales:

- **Excelente resistencia química y elevada tolerancia a vapores**, garantizando seguridad y fiabilidad.
- **Alto rendimiento incluso cerca del vacío final**, optimizando los tiempos de proceso.
- **Vacío final excelente**, incluso con la válvula de gas ballast abierta.
- **Completamente silenciosa y de muy baja vibración**, ideal para entornos sensibles.
- **Larga vida útil de las membranas**, prácticamente libre de mantenimientos.

Especificaciones técnicas:

ventas@abatec.com.mx

- **Vacío final:** 1.5 mbar
- **Vacío final con gas ballast:** 3 mbar
- **Máx. capacidad de aspiración 50 Hz:** 3.4 m^3/h

La **MD 4C NT** combina **rendimiento confiable, eficiencia y durabilidad**, siendo ideal para laboratorios que requieren **procesos precisos, seguros y sostenibles**.