

ME 1 Conmutable

Descripción

La **bomba de membrana ME 1** combina **simplicidad, potencia y durabilidad**. Su **motor de gran alcance conmutable** permite ajustar la velocidad según las necesidades del proceso. El **interruptor central** facilita la operación, mientras que su **diseño compacto** permite instalarla en **espacios reducidos** sobre la mesa de laboratorio.

Con un **vacío final de 100 mbar** y **capacidad de aspiración de 0,7 m³/h**, la ME 1 es ideal para **procesos de laboratorio que requieren bombeo seguro y limpio**. Su **funcionamiento muy silencioso** y **membranas de larga vida con accionamiento libre de mantenimiento** garantizan eficiencia y comodidad en el trabajo diario. Los materiales en contacto con el medio son **PTFE y aluminio**, ofreciendo resistencia química y durabilidad.

Beneficios

- Motor de gran alcance conmutable para mayor flexibilidad.
- Vacío final: 100 mbar.
- Capacidad de aspiración: 0,7 m³/h a 50 Hz.

ventas@abatec.com.mx

- Compacta: ocupa mínimo espacio sobre la mesa del laboratorio.
- Operación muy silenciosa para un entorno de trabajo cómodo.
- Membranas de larga duración y accionamiento libre de mantenimiento.
- Materiales resistentes: PTFE y aluminio.
- Fácil de operar con interruptor central.