

Medidor de pH DPH-2

Descripción

El **DPH-2** es un medidor de pH portátil, compacto y fácil de manejar, diseñado para ofrecer resultados rápidos y confiables en diferentes entornos de trabajo. Además, su resistencia al agua con certificación IP67 permite lavarlo bajo el grifo o incluso sumergirlo sin riesgo de daño, lo que garantiza mayor durabilidad y practicidad en cada uso.

Precisión y facilidad de uso

Este dispositivo incorpora compensación automática de temperatura en un rango de 0 a 50 °C, por lo tanto asegura lecturas estables en condiciones variables. Asimismo, ofrece una resolución de 0.1 pH y una exactitud de ±0.1 pH dentro del rango de 2.0 a 12.0 pH. También incluye calibración en tres puntos (4.0, 7.0 y 10.0), lo que aporta más seguridad y confianza en los resultados.

Aplicaciones versátiles

El **DPH-2** se adapta a múltiples áreas. Por ejemplo, puede usarse en control de calidad en alimentos y bebidas, elaboración de cerveza, procesos de fermentación, agricultura e hidrocultivo, análisis de suelos y soluciones de limpieza alcalinas. Gracias a su portabilidad, se convierte en una herramienta ideal tanto para laboratorios como para entornos de producción.

ventas@abatec.com.mx

Información técnica del Medidor de pH DPH-2

- Modelo: DPH-2
- Cat.No.: 4320
- Rango: 0.0 a 14.0 pH
- Resolución: 0.1 pH
- Exactitud: ±0.1 pH (2.0 a 12.0 pH)
- Compensación de temperatura: 0.0 a 50.0 °C
- Fuente de alimentación: 4 pilas LR44

En conclusión, el **Medidor de pH** combina portabilidad, precisión y resistencia. De esta forma, ofrece una solución confiable para quienes buscan eficiencia en sus mediciones profesionales.

ventas@abatec.com.mx