

Microcentrífuga de alta velocidad

Descripción

almacenamiento programable y aceleración/desaceleración ajustable para satisfacer diversas necesidades experimentales. Gran compatibilidad : Equipado con 5 opciones de rotor, es ampliamente compatible con tubos de centrífuga de 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml y 5 ml, así como con tubos de tiras de PCR, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones. Alto rendimiento : Ofrece una velocidad máxima de 15.000 rpm con un amplio margen de seguridad y un bajo nivel de ruido (≤64 dB), lo que garantiza un entorno de laboratorio silencioso y confortable. Diseño fácil de usar : Incorpora un sistema de cierre motorizado que permite un manejo sencillo con una sola mano; además, emite una alerta sonora al finalizar para mejorar la experiencia del usuario. Amplias aplicaciones : Ideal para la centrifugación de muestras en biología celular, química, laboratorios de investigación y laboratorios industriales, satisfaciendo las necesidades de múltiples campos.

ventas@abatec.com.mx