

Micropipeta 0.1 a 2.5 ul dlab micropette plus autoclaveable

Descripción

La **Micropipeta DLAB MicroPette Plus 0.1-2.5 µL** es una pipeta mecánica de alta precisión diseñada para uso en laboratorios de investigación, biología molecular, genética, y otras áreas que requieren manejo de volúmenes ultrapequeños. Gracias a su diseño completamente autoclavable (121 °C, 1 atm, 20 min) y materiales resistentes, permite limpieza y esterilización sin comprometer su integridad. Su construcción ergonómica minimiza la fatiga durante uso prolongado, y su interfaz permite ajustes con incrementos de 0.05 µL. Cada unidad puede venir con certificado individual de calibración conforme a ISO 8655.

Esta micropipeta es compatible con puntas universales, y su mantenimiento es sencillo: tras autoclave debe dejarse enfriar y secar (~12 h), y se recomienda lubricar el pistón cada ~10 ciclos de esterilización para preservar el rendimiento.

Beneficios para el usuario

- Permite trabajos con volúmenes ultrabajos con buena precisión y reproducibilidad
- Se puede esterilizar sin desmontar, reduciendo contaminación cruzada
- Diseño ergonómico reduce fatiga en estudios prolongados

ventas@abatec.com.mx

- Mantenimiento simple, ideal para laboratorios que hacen muchas esterilizaciones

- Aporta confiabilidad, especialmente en aplicaciones sensibles como qPCR, secuenciación, ensayos enzimáticos, etc.

ventas@abatec.com.mx