

Micropipeta 0.5 a 10 ul dlab micropette plus autoclaveable

Descripción

La **Micropipeta DLAB MicroPette Plus 0.5–10 µL** es una herramienta de precisión diseñada para manejar volúmenes pequeños en aplicaciones de biología molecular, genética, microbiología y laboratorios de investigación.

Ofrece un rango ajustable de **0.5 a 10 µL** con incrementos finos de **0.1 µL**, garantizando mediciones exactas y reproducibles. Su construcción ergonómica reduce la fatiga en usos prolongados, y su diseño completamente **autoclavable (121 °C, 20 min)** permite esterilización segura, previniendo contaminación cruzada.

Cada unidad puede incluir certificado de calibración conforme a **ISO 8655**, asegurando fiabilidad en trabajos de alta exigencia.

Características destacadas

- Rango de volumen: **0.5 – 10 µL**
- Incremento de ajuste: **0.1 µL**
- **Autoclavable** a 121 °C (20 min, 1 atm)

ventas@abatec.com.mx

- Alta precisión y reproducibilidad, validada con estándares ISO 8655
- Diseño ergonómico y ligero, ideal para uso prolongado
- Compatible con **puntas universales**
- Calibración y mantenimiento sencillos
- Materiales resistentes a químicos comunes

Beneficios para el usuario

- Trabajo seguro y confiable en volúmenes bajos (PCR, qPCR, secuenciación, ensayos enzimáticos).
- Fácil esterilización que reduce el riesgo de contaminación.
- Control de volumen fino para resultados reproducibles.
- Operación cómoda, minimizando fatiga en pipeteos repetitivos.

ventas@abatec.com.mx