

Micropipeta plus autoclave, volumen ajustable en incrementos de 10~100 µl.

Descripción

La **Micropipeta DLAB MicroPette Plus 10–100 µL** es una pipeta de volumen variable diseñada para trabajos de precisión en laboratorios de biología molecular, microbiología, química y áreas clínicas.

Con un rango ajustable de **10 a 100 µL**, permite seleccionar el volumen exacto en incrementos finos de **0.5 µL**, asegurando resultados reproducibles en aplicaciones críticas. Su diseño ergonómico y ligero minimiza la fatiga en tareas repetitivas, mientras que su construcción **autoclavable (121 °C, 20 min, 1 atm)** garantiza esterilidad y seguridad en entornos sensibles.

Cada unidad puede incluir **certificado de calibración ISO 8655**, lo que la convierte en una herramienta confiable para laboratorios que exigen precisión y calidad.

Características destacadas

- Rango de volumen: **10 – 100 µL**
- Incremento de ajuste: **0.5 µL**

ventas@abatec.com.mx

- **Autoclavable** a 121 °C durante 20 min (1 atm)
- Alta precisión y reproducibilidad conforme a estándares ISO 8655
- Diseño ergonómico, liviano y de fácil manejo
- Compatible con **puntas universales**
- Calibración sencilla y mantenimiento práctico

ventas@abatec.com.mx