

Microscopio Estereoscópico AP-1 Binocular 50.890

Descripción

El **microscopio estereoscópico AP-1 Binocular 50.890** es un equipo versátil ideal para laboratorios y aplicaciones educativas. Cuenta con **sistema binocular** y **objetivo de zoom 0.67–4.5x**, ofreciendo imágenes nítidas y detalladas. Su **iluminación incluye LED para incidencia y halógena de 30 W para transmisión**, lo que garantiza contraste y claridad en todas las observaciones. Con una **distancia de trabajo de 110 mm**, permite manipular muestras con comodidad y precisión durante sesiones prolongadas. Los microscopios de la serie AP están diseñados específicamente para fines educativos. Son compactos y robustos. Los objetivos pueden ser de aumento fijo con posibilidad de intercambiar los objetivos por un sistema de deslizamiento o bien con doble factor de aumento con objetivos montados en torreta giratoria. También disponen de oculares con diferentes factores de aumento

Catalog_icon_binoCatalog_icon_incidentCatalog_icon_transmittedCatalog_icon_led Catalog_icon_halogenCatalog_icon_battery_icon_100-240Va_icon_100-240Vb Catalog_icon_warranty5

Los iconos indican las distintas funciones de los microscopios.

A destacar

- Pequeño y robusto
- Cabezal binocular con tubos verticales o inclinados 45º

ventas@abatec.com.mx

- Oculares con fijación WF10x/20 mm.
- Aumentos de 10x a 120x
- Estativos de columna con o sin iluminación
- Iluminación LED con baterías internas

ventas@abatec.com.mx