

Microscopio Estereoscópico AP-2, Binocular 50.900

Descripción

Microscopio estereoscópico AP-2 Binocular 50.900 es un instrumento diseñado para laboratorios, educación y aplicaciones de investigación que requieren precisión y comodidad. Cuenta con **sistema binocular** y **objetivo de zoom de alta calidad**, ofreciendo imágenes claras y detalladas. Su **iluminación combina LED para incidencia y halógena de 30 W para transmisión**, proporcionando contraste y definición óptima. Con una **distancia de trabajo de 110 mm**, permite manipular muestras con facilidad y realizar observaciones prolongadas sin fatiga.

Los microscopios de la serie AP están diseñados específicamente para fines educativos. Son compactos y robustos. Los objetivos pueden ser de aumento fijo con posibilidad de intercambiar los objetivos por un sistema de deslizamiento o bien con doble factor de aumento con objetivos montados en torreta giratoria. También disponen de oculares con diferentes factores de aumento

Catalog_icon_binoCatalog_icon_incidentCatalog_icon_transmittedCatalog_icon_led Catalog_icon_halogenCatalog_icon_battery_icon_100-240Va_icon_100-240Vb Catalog_icon_warranty5

Los iconos indican las distintas funciones de los microscopios.

A destacar

ventas@abatec.com.mx

- Pequeño y robusto
- Cabezal binocular con tubos verticales o inclinados 45º
- Oculares con fijación WF10x/20 mm.
- Aumentos de 10x a 120x
- Estativos de columna con o sin iluminación
- Iluminación LED con baterías internas

ventas@abatec.com.mx