

Microscopio Estereoscópico Serie AP, Binocular 50.915

Descripción

El **Microscopio Estereoscópico Serie AP Binocular 50.915** es un equipo profesional diseñado para laboratorios, talleres y entornos educativos que requieren observaciones detalladas de objetos y muestras tridimensionales.

Su sistema óptico estereoscópico avanzado proporciona imágenes nítidas y con excelente profundidad, permitiendo una visualización clara y precisa de estructuras complejas. El diseño binocular garantiza comodidad visual durante sesiones prolongadas, reduciendo la fatiga ocular.

El **Microscopio Estereoscópico Serie AP Binocular 50.915** combina robustez, ergonomía y alta calidad óptica, convirtiéndose en la herramienta ideal para docentes, estudiantes e investigadores que buscan precisión y confiabilidad en la observación de muestras tridimensionales.

Catalog_icon_binoCatalog_icon_incidentCatalog_icon_transmittedCatalog_icon_led
Catalog_icon_halogenCatalog_icon_battery_icon_100-240Va_icon_100-240Vb
Catalog_icon_warranty5

A destacar

ventas@abatec.com.mx

- Pequeño y robusto
- Cabezal binocular con tubos verticales o inclinados 45º
- Oculares con fijación WF10x/20 mm.
- Aumentos de 10x a 120x
- Estativos de columna con o sin iluminación
- Iluminación LED con baterías internas

ventas@abatec.com.mx