

# Microscopio Estereoscópico P-10-LED, 60.110

## Descripción

**Microscopio estereoscópico P-10 LED 60.110 Binocular** está diseñado para laboratorios, educación e investigación que requieren observaciones precisas y cómodas. Cuenta con **sistema binocular** y **objetivo de zoom de alta calidad**, ofreciendo imágenes claras y definidas. Su **iluminación LED para incidencia** proporciona contraste y detalle óptimo sin necesidad de iluminación halógena adicional. Con una **distancia de trabajo de 110 mm**, permite manipular muestras con comodidad y realizar observaciones prolongadas sin fatiga.

Los microscopios estereoscópicos de la serie P están diseñados específicamente para fines industriales y vienen con objetivos dobles de 10/30x y 20x/40x aumentos montados en torreta giratoria. Mediante el uso de oculares opcionales estos equipos pueden trabajar a un aumento mínimo de 5x y un aumento máximo de 80x. La serie P esta equipada con estativos de brazo fijo con mando de enfoque macrométrico y cabezal giratorio 360º. Los modelos de la serie P son compactos y de poco peso, microscopios ideales para aplicaciones industriales, ya sea en un lugar de trabajo o bien trasladarlos a cualquier otra ubicación
**Catalog_icon_binoCatalog_icon_360Catalog_icon_incidentCatalog_icon_transmitted Catalog_icon_ledCatalog_icon_halogenCatalog_icon_battery_icon_100-240Va _icon_100-240VbCatalog_icon_warranty5**

***Los iconos indican las distintas funciones de los microscopios.***



ventas@abatec.com.mx

# A destacar

- Modelos binoculares
- Fáciles de usar
- Cabezal giratorio 360º
- Oculares 10x/20 mm.
- Aumentos de 10x/30x o 20x/40x
- Estativo con doble iluminación
- Iluminación LED con baterías recargables
- Las dos iluminaciones de puedes usar simultáneamente
- Peso ligero para fácil transporte



ventas@abatec.com.mx