

Microscopio BioBlue, Binocular BB.1152-PLi

Descripción

El **Microscopio BioBlue Binocular BB.1152-PLi** está pensado para enseñanza, análisis rutinarios y laboratorios que necesitan un equipo confiable **y además cómodo de usar**. **También** incluye objetivos de aceite PL 4x, 10x, S40x y S100x, platina mecánica sin cremallera y luz NeoLED™ de 3 W para un ajuste sencillo y preciso.

Su sistema de lentes de precisión ofrece imágenes claras y definidas, **por lo tanto** garantiza observaciones de calidad en prácticas educativas y trabajos de investigación básica. El diseño binocular asegura comodidad durante sesiones prolongadas, convirtiéndolo **además** en una herramienta ideal para escuelas, universidades y laboratorios clínicos.

El BioBlue.Lab es un instrumento que cumple con las expectativas de los usuarios de microscopía. **Estos microscopios, además,** son ergonómicos y fáciles de usar, diseñados específicamente para aplicaciones educativas y de laboratorio.

La platina de 150 x 140 mm sin cremallera en el eje X, con desplazamiento X-Y de 75 x 30 mm, permite mover la muestra de manera suave y precisa. **Esto es especialmente útil**, por ejemplo, en aplicaciones de citología e histopatología.

Los modelos BioBlue.Lab ofrecen gran funcionalidad. **También** vienen equipados con oculares WF10x/20 mm y objetivos planos o corregidos a infinito (IOS) 4x, 10x, S40x y S100x. Todos cuentan con sistema de iluminación NeoLED y están disponibles en versiones binoculares y trinoculares.

Catalog_icon_binoCatalog_icon_trinoCatalog_icon_360Catalog_icon_transmitted Catalog_icon_infinityCatalog_icon_neoled

ventas@abatec.com.mx

Catalog_icon_abbeicon_APL_icon_100-240VaCatalog_icon_warranty10

EUROMEX_academy_logo-300

A destacar

- Oculares WF10x/20 mm
- Modelos binoculares y trinoculares
- Revólver porta-objetivos cuádruple en posición inversa
- Objetivos planos y objetivos planos IOS
- Sistema óptico finito o infinito
- Platina mecánica X-Y integrada
- Iluminación NeoLED
- Estativo de diseño ergonómico

ventas@abatec.com.mx