

## Microscopio Estereoscópico EduBlue, Binocular ED.1802-S

### Descripción

El **Microscopio Estereoscópico EduBlue Binocular ED.1802-S** es un equipo diseñado para brindar observaciones tridimensionales de alta calidad. Su óptica avanzada, combinada con una iluminación LED eficiente, garantiza imágenes nítidas y brillantes. Además, su diseño ergonómico permite un uso prolongado sin fatiga, lo que lo convierte en una herramienta ideal para instituciones educativas, centros de investigación y laboratorios especializados. no solo mejora la experiencia de observación, sino que también favorece el aprendizaje colaborativo. Los estudiantes pueden explorar muestras con gran realismo, lo que facilita la comprensión de estructuras y procesos.

**Catalog_icon_binoCatalog_icon_trinoCatalog_icon_incidentCatalog_icon_transmitted Catalog_icon_led_icon_APLCatalog_icon_digitalCatalog_icon_wifiCatalog_icon_usb Catalog_icon_battery_icon_100-240VbCatalog_icon_warranty5**

**EUROMEX_academy_logo-300**

# A destacar

- Pensados para la enseñanza
- Oculares WF 10x/20 mm
- Robustos y resistentes, con oculares fijos
- Doble y triple factor de aumento



ventas@abatec.com.mx

- modelos binoculares y trinoculares disponibles
- Escala de enfoque rápido
- Disponibles en estativos ergonómicos de columna y de cremallera
- Estativos: columna y cremallera
- Doble iluminación de 1 W LED



ventas@abatec.com.mx