

Microscopio Estereoscópico AP-7, Binocular 50.926

Descripción

Microscopio estereoscópico AP-7 Binocular 50.926 está diseñado para laboratorios, educación e investigación que requieren observaciones precisas y cómodas. Cuenta con sistema binocular, cabezal 45° objetivo 1x/3x iluminación LED transmitida y LED incidente. Con una distancia de trabajo de 110 mm, permite manipular muestras con comodidad y realizar observaciones prolongadas sin fatiga.

Los microscopios de la serie AP están diseñados específicamente para fines educativos. Son compactos y robustos. Los objetivos pueden ser de aumento fijo con posibilidad de intercambiar los objetivos por un sistema de deslizamiento o bien con doble factor de aumento con objetivos montados en torreta giratoria. También disponen de oculares con diferentes factores de aumento

Catalog_icon_binoCatalog_icon_incidentCatalog_icon_transmittedCatalog_icon_led Catalog_icon_halogenCatalog_icon_battery_icon_100-240Va_icon_100-240Vb Catalog_icon_warranty5

Los iconos indican las distintas funciones de los microscopios.

A destacar

- Pequeño y robusto
- Cabezal binocular con tubos verticales o inclinados 45º

ventas@abatec.com.mx

- Oculares con fijación WF10x/20 mm.
- Aumentos de 10x a 120x
- Estativos de columna con o sin iluminación
- Iluminación LED con baterías interna

ventas@abatec.com.mx