

Microscopio de Polarización iScope, Trinocular IS.1053-PLPOLi

Descripción

El **Microscopio de Polarización iScope Trinocular IS.1053-PLPOLi** está diseñado para **análisis profesionales y educativos de materiales polarizados**. **Además**, su cabezal trinocular permite la observación binocular y la conexión de cámaras para capturar imágenes o videos. **Por lo tanto**, es ideal para estudiar minerales, cristales y materiales birrefringentes con máxima claridad.

Catalog_icon_binoCatalog_icon_trinoCatalog_icon_incidentCatalog_icon_transmitted Catalog_icon_polarizedCatalog_icon_koYhlerCatalog_icon_infinityCatalog_icon_neoled Catalog_icon_abbe_icon_APL_icon_100-240VaCatalog_icon_warranty10

EUROMEX_academy_logo-300

A destacar

- Modelo binocular y trinocular
- Pareja de oculares EWF 10x/20 mm y 10x/22 mm
- Revólver porta-objetivos cuádruple
- Objetivos corregidos a infinito y libres de tensión
- Platina circular Ø 160 mm.
- Iluminación transmitida Köhler NeoLED 3W

ventas@abatec.com.mx