

Microscopio Oxion Invertido, Trinocular OX.2003-PLPH

Descripción

El **Microscopio Oxion Invertido Trinocular OX.2003-PLPH** es un equipo de alta precisión, ideal para laboratorios e investigaciones que requieren observaciones detalladas de muestras biológicas desde la parte inferior.

Su sistema óptico avanzado garantiza imágenes nítidas y claras, mientras que el cabezal trinocular permite la conexión de cámaras para documentar y proyectar los resultados de manera eficiente.

Cuenta con iluminación LED de bajo consumo y larga duración, ofreciendo un rendimiento confiable incluso en sesiones prolongadas. Además, su diseño ergonómico y estructura robusta asegura comodidad y durabilidad durante el uso diario.

Catalog_icon_trinoCatalog_icon_incidentCatalog_icon_transmitted
Catalog_icon_infinityCatalog_icon_ledCatalog_icon_FluoLedCatalog_icon_hg-hbo
Catalog_icon_phase_icon_100-240VaCatalog_icon_warranty10

EUROMEX_academy_logo-300

A destacar

ventas@abatec.com.mx

- Aplicaciones en ciencias de la vida
- Observación de placas y frascos de cultivo
- Campo claro, contraste de fase y Epi-fluorescencia
- Objetivos IOS de larga distancia de trabajo
- Revólver porta-objetivos quíntuple
- Iluminación transmitida NeoLED 5W
- Epi-fluorescencia con lámpara de vapor de mercurio 100W

ventas@abatec.com.mx