

Agitador magnético Midi MR 1 digital

Descripción

Midi MR 1 digital: agitación a gran escala

El Agitador magnético Midi MR 1 digital de alto rendimiento diseñado para aplicaciones a gran escala. Además, con la capacidad de agitar hasta 50 litros de líquido, se convierte en la herramienta ideal para mezclar grandes volúmenes en laboratorios o entornos industriales. De esta manera, ofrece potencia y fiabilidad en un formato robusto.

Diseño robusto y fácil mantenimiento

Su carcasa de acero inoxidable proporciona gran estabilidad y resistencia a la corrosión. Al mismo tiempo, es fácil de limpiar, lo que facilita el mantenimiento diario. En efecto, esta combinación asegura durabilidad y practicidad en condiciones exigentes.

Motor potente y control preciso

El equipo incorpora un motor a prueba de bloqueo que garantiza un rendimiento constante y fiable. Por lo tanto, mantiene la agitación estable incluso en volúmenes elevados. La velocidad es ajustable sin escalonamiento en un rango de 0 a 1000 rpm. Asimismo, el indicador LED permite monitorear el proceso con precisión. Además, el temporizador integrado ofrece un control exacto del tiempo de agitación, con la opción de conexión

ventas@abatec.com.mx

permanente para un funcionamiento continuo.

Conectividad y versatilidad

El Midi MR 1 digital incluye interfaces USB y RS 232 que permiten el control remoto y la documentación de datos. Por consiguiente, se adapta a entornos donde la trazabilidad y la integración con sistemas externos son esenciales. Así, combina potencia mecánica con conectividad digital avanzada.

Agitador magnético Midi MR 1 digital

En resumen, el Midi MR 1 digital es compacto, potente y fiable. Además, ofrece control preciso, temporizador integrado y conectividad moderna. Por lo tanto, es la elección perfecta para laboratorios e industrias que necesitan agitar grandes volúmenes con seguridad y resultados consistentes. Finalmente, su diseño robusto garantiza un rendimiento duradero.

ventas@abatec.com.mx