

Agitador de laboratorio MINISTAR 20 digital

Descripción

MINISTAR 20 digital: compacto y potente

El Agitador de laboratorio MINISTAR 20 digital de IKA es un agitador de hélice de alto desempeño diseñado para laboratorios que valoran la eficiencia y el tamaño compacto. Además, es la herramienta ideal para mezclar hasta 15 litros de líquidos con una viscosidad de hasta 10.000 mPas, ofreciendo un rendimiento robusto en un formato reducido. Su motor de corriente continua sin escobillas garantiza un torque constante en todo el rango de velocidad. De esta manera, asegura mezclas uniformes y resultados consistentes incluso cuando la viscosidad cambia. Con una velocidad máxima de 2000 rpm, se adapta a múltiples aplicaciones. El manejo es sencillo gracias a su perilla rotacional y a una pantalla LED clara que muestra la velocidad en tiempo real. Asimismo, la interfaz USB permite actualizar el software de forma rápida, manteniendo el equipo siempre optimizado. Construido con una carcasa resistente de polímero termoplástico y aluminio fundido, y con protección IP 54, el Agitador de laboratorio MINISTAR 20 digital está preparado para entornos exigentes. En resumen, combina potencia, fiabilidad y facilidad de uso en un solo dispositivo.

Características principales

1. Capacidad de agitación: hasta 15 L
2. Viscosidad máxima: 10.000 mPas
3. Motor DC sin escobillas con torque constante

ventas@abatec.com.mx

4. Rango de velocidad: hasta 2000 rpm
5. Pantalla LED clara y perilla rotacional intuitiva
6. Interfaz USB para actualizaciones de software
7. Carcasa de polímero termoplástico y aluminio fundido
8.

ventas@abatec.com.mx