

MZ 1C

Descripción

La **MZ 1C** es una **bomba de membrana con resistencia química**, diseñada para laboratorios que requieren **facilidad de operación, eficiencia y durabilidad**.

Características principales:

- **Excelente tolerancia a productos químicos y condensaciones**, garantizando seguridad y fiabilidad.
- **Fácil de operar**, con botón de arranque central y válvula de gas ballast sobre la carcasa.
- **Buen vacío final**, incluso con la válvula de gas ballast abierta.
- **Marcha muy silenciosa**, ideal para entornos sensibles.
- **Membranas de larga vida útil**, accionamiento libre de mantenimiento.

Especificaciones técnicas:

ventas@abatec.com.mx

- **Vacío final:** 12 mbar
- **Vacío final con gas ballast:** 20 mbar
- **Máx. capacidad de aspiración 50 Hz:** 0.75 m³/h

La **MZ 1C** combina **rendimiento confiable, eficiencia y durabilidad**, siendo ideal para laboratorios que requieren **procesos precisos, seguros y de bajo mantenimiento**.