

Campana de flujo laminar vertical NU-140

Descripción

La **campana de flujo laminar vertical NU-140** **Clase II** **NuAire** ofrece un **entorno de trabajo estéril** mediante flujo laminar vertical y filtración **HEPA ISO Clase 5**. Es ideal para **farmacias, laboratorios de microbiología e investigación** que no manipulan productos peligrosos. Su **diseño compacto y silencioso** facilita la instalación en **espacios reducidos** .

Cámara de Aire Flexible HEPEX™

- Plenum flexible combinado con **motor ECM de CC de ultraalta eficiencia**.
- Distribuye el aire de manera uniforme a través del filtro HEPA de suministro.
- Reduce **ruido y vibraciones**, garantizando concentración durante el trabajo.
- Promueve **carga uniforme del filtro**, prolongando su vida útil.

Zona de Trabajo de Acero Inoxidable

ventas@abatec.com.mx

- Paredes y superficie de trabajo de **acero inoxidable reforzado con núcleo de PVC**.
- Fácil limpieza y mantenimiento, ideal para **técnicas asépticas**.
- Incluye **dos pasacables** para alimentar equipos como sistemas NPT o termocicladores PCR.
- Funciona como **control de ingeniería primaria** en farmacias y laboratorios.

ventas@abatec.com.mx