

Campana de flujo laminar horizontal NU-340

Descripción

Descripción General

La **Cabina de flujo laminar NU-340 Clase II NuAire** combina diseño compacto con un rendimiento excepcional. Ideal para farmacias y laboratorios que requieren ambientes controlados, esta cabina proporciona aire ISO Clase 5 gracias a su eficiente sistema de filtración HEPA y control Aeromax™. Su estructura de acero inoxidable garantiza durabilidad, limpieza sencilla y ergonomía superior.

Zona de trabajo de acero inoxidable

Diseñados para la excelencia, las paredes laterales de acero inoxidable, junto con una superficie de trabajo reforzada con un núcleo de PVC, garantizan una robustez impecable y una limpieza sencilla. Un control de ingeniería primaria ideal para su farmacia o la mesa de trabajo de aire limpio perfecta para su laboratorio de microbiología.
Estación de trabajo de flujo de aire laminar NU-340 Zona de trabajo lisa y limpiable

Prefiltro debajo de la superficie de trabajo

Con un innovador diseño de consola, el NU-340 ubica inteligentemente su motor de alta eficiencia y la entrada de aire en la base, debajo de la superficie de trabajo. Esto optimiza su perfil y mejora la eficiencia al incorporar un prefiltro de espuma reutilizable que captura los

ventas@abatec.com.mx

contaminantes más voluminosos del aire. Esta disposición garantiza una mayor vida útil del filtro HEPA, lo que reduce el costo total de propiedad. Además, gracias al fácil acceso frontal, el mantenimiento del prefiltro es muy sencillo.
Sistema de prefiltración de estación de trabajo de flujo de aire laminar NU-340

Gestión de cables

Equipado de serie con dos pasacables en cada pared lateral, nuestro producto simplifica la gestión de su espacio de trabajo. Ya sea que utilice máquinas de preparación de NPT, sistemas de gestión del flujo de trabajo intravenoso o sistemas de aspiración por vacío, guíe y gestione fácilmente sus cables de alimentación y datos dentro de la zona de trabajo ISO Clase 5. Esta intuitiva función facilita la organización y garantiza un funcionamiento fluido y ordenado, mejorando la seguridad y la eficiencia.
Estación de trabajo de flujo de aire laminar horizontal NU-340 con paso de cables

Flujo de aire óptimo ISO Clase 5

Nuestra estación de trabajo cuenta con un motor de altísima eficiencia y un ventilador de curvatura frontal cuidadosamente diseñado, ubicado bajo la superficie de trabajo. Junto con el sistema de flujo de aire HEPEX sin fugas, garantiza un flujo de aire laminar constante, conforme a la norma ISO Clase 5, en toda la zona de trabajo. Además, la integración de la bolsa HEPEX y el sistema de control de vibraciones Attenumount no solo minimiza la transmisión de vibraciones, ofreciendo una configuración ergonómica para los técnicos, sino que también protege los delicados cultivos celulares. Como ventaja adicional, la bolsa HEPEX actúa como una eficaz barrera acústica, fomentando un entorno de trabajo más silencioso y propicio para todos los técnicos.
Campana de flujo laminar NU-340 con motor de ultra alta eficiencia y sistema de flujo de aire HEPEX de cero