

Cabina de bioseguridad NU-540 Clase II, Tipo A2

Descripción

La **Cabina de bioseguridad** Clase II NuAire NU-540 ofrece **máxima protección** para el personal, los productos y el entorno. Gracias a su **motor ECM de corriente continua ultraeficiente**, garantiza:

- **Flujo de aire laminar uniforme**
- **Ahorro energético**
- **Bajo nivel de ruido**
- **Prolongada vida útil del filtro HEPA**

Su **cámara flexible HEPEX™** y construcción **monolítica de acero inoxidable** aseguran una **contención superior** y facilitan la limpieza, siendo ideal para aplicaciones **clínicas, biomédicas y de investigación**.

Sistema de Control AeroMax™

ventas@abatec.com.mx

- Monitoreo en tiempo real de la **presión del flujo de aire**.
- **Luces multicolores** y alarmas visuales/sonoras para detectar desviaciones.
- Garantiza **operaciones seguras** en todo momento.

Motor de Ultra Alta Eficiencia

- Motor ECM de CC único que impulsa el aire con **precisión y bajo consumo energético** .
- Reduce **costos operativos** y facilita la **certificación del equipo**.
- Optimiza el **equilibrio del flujo** y compensa automáticamente la carga del filtro HEPA.

ventas@abatec.com.mx