

Cabina de bioseguridad NU-543 Clase II, Tipo A2

Descripción

Cabina de Seguridad Biológica NU-543 Clase II A2

La cabina de seguridad biológica **NU-543** Clase II A2 NuAire ofrece **contención de alto rendimiento**, ideal para laboratorios que requieren **eficiencia, precisión y cumplimiento normativo**.
Equipada con **motor ECM de bajo consumo**, **sistema de control FlowGard™** y **filtros HEPA con 99.99 % de eficiencia**, esta cabina garantiza un **entorno seguro y ergonómico** para trabajar con agentes biológicos.

Diseño Global y Cumplimiento Normativo

La NU-543 combina **tecnología avanzada** con configuraciones versátiles, certificadas según:

- **NSF/ANSI 49**
- **EN 12469**

Permite adaptarse a diversas necesidades científicas y normativas, con versiones disponibles para **distribución internacional**.

ventas@abatec.com.mx

Incluye:

- Pantallas alfanuméricas multilingües
- Configuraciones específicas por región
- Modelos con opciones opcionales según el mercado (consultar disponibilidad fuera de Norteamérica)

Control Preciso con FlowGard™

El sistema **FlowGard™** monitorea y regula continuamente las velocidades de **entrada y salida del flujo de aire** mediante sensores de doble termistor:

- Lecturas en tiempo real en pantalla alfanumérica clara
- Botonera de membrana intuitiva para navegar el menú

ventas@abatec.com.mx