

Cabina de bioseguridad NU-545 Clase II, Tipo A2

Descripción

Cabina de seguridad biológica Clase II A2 NuAire NU-545

La **Cabina de seguridad biológica Clase II A2** **NuAire** **NU-545** está diseñada para ofrecer **protección total** al personal, al producto y al entorno. Integra **funciones avanzadas** para laboratorios con **requerimientos críticos**, mejorando el diseño tradicional de LabGard®.

Este modelo incorpora **control TouchLink™, sensores duales de flujo de aire** y opciones configurables que permiten una operación **segura, automatizada y documentada**.

Compatible con **normas internacionales NSF/ANSI 49 y EN 12469**, el NU-545 es ideal para laboratorios **clínicos, farmacéuticos y de biotecnología** que buscan **máximo control, trazabilidad y eficiencia operativa**.

Sistema de Control Inteligente TouchLink™

- Sensor de escape con termistor y sensor de flujo descendente para calcular la velocidad de entrada con precisión.

ventas@abatec.com.mx

- Panel táctil intuitivo para:
    - Visualización de datos actuales e históricos
    - Configuración de alarmas y operación automática
    - Interfaz multilingüe (6 idiomas)
- Permite **monitoreo en tiempo real**, guardar datos en USB y facilitar auditorías según **Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/BPF)**.