

Cabina de bioseguridad NU-560 Clase II, Tipo B2

Descripción

Cabina de seguridad biológica NuAire NU-560 Clase II B2

La **Cabina de seguridad biológica** **NuAire** **NU-560 Clase II B2** ofrece **protección avanzada** para el personal, los productos y el entorno en **aplicaciones críticas de laboratorio**. Diseñada para laboratorios de alto rendimiento, integra un **motor ECM de corriente continua** que distribuye uniformemente el **flujo de aire laminar descendente**, optimizando la eficiencia energética y reduciendo la sobrecarga en los filtros HEPA.

Este modelo cumple con la norma internacional **NSF/ANSI 49**, garantizando una operación **segura, eficiente y validada** para laboratorios **farmacéuticos, biotecnológicos y clínicos**.

Sistema de Control TouchLink™

- Monitoreo en tiempo real de:
    - Velocidad de entrada

ventas@abatec.com.mx

  - Velocidad de salida
  - Volumen de escape

- Pantalla táctil frontal clara y fácil de usar
- Interconexión automática entre extractor externo y soplador interno en caso de fallo
- Presostato mecánico como sistema de respaldo para mayor seguridad

ventas@abatec.com.mx