

Cabina de bioseguridad NU-565 Clase II, Tipo B2

Descripción

Cabina de bioseguridad NuAire NU-565 Clase II B2

La **cabina de bioseguridad NU-565 Clase II B2** **NuAire** está diseñada para ofrecer **protección superior** en laboratorios que manipulan **compuestos peligrosos o materiales volátiles**.

Gracias a su **sistema de extracción total sin recirculación**, todo el aire contaminado se filtra y expulsa de forma segura, evitando cualquier riesgo de exposición para el **usuario y el entorno**.

Sistema de Bloqueo de Escape Inteligente

- El ventilador de suministro interno solo se activa cuando el **sistema de extracción externa** funciona correctamente.
- Garantiza **velocidad de entrada de aire óptima** desde el inicio del ciclo de trabajo.

ventas@abatec.com.mx

- Previene que el **aire contaminado regrese al laboratorio**, reforzando la contención incluso ante fallas mecánicas.

- Ideal para **preparación de compuestos farmacéuticos citotóxicos**, estudios con virus patógenos o manipulación de materiales químicos reactivos.

Características Destacadas

- **Flujo de aire 100 % externo**, sin recirculación.

- **Filtros HEPA** para aire de entrada y extracción.

- **Interior de acero inoxidable** de fácil limpieza, ideal para mantener un entorno estéril.

ventas@abatec.com.mx