

Cabina de bioseguridad NU-581 Clase II, Tipo A2

Descripción

Cabina de bioseguridad NuAire NU-581 Clase II A2

La **Cabina de bioseguridad NU-581 Clase II A2 NuAire** está diseñada para la **manipulación segura de polvos citotóxicos y agentes altamente potentes (API)**. Ofrece **protección superior** al usuario, al producto y al entorno, integrando un **sistema exclusivo de filtración triple HEPA**. Cumple con las normas **EN 12469** y **DIN 12980**, siendo ideal para **entornos farmacéuticos, laboratorios de investigación y salas blancas**.

Filtración HEPA Triple para Máxima Seguridad

- Tercer filtro HEPA de cuña ubicado bajo la **superficie de trabajo**.
- Captura eficazmente polvos citotóxicos antes de su dispersión.
- Funciona junto con filtros HEPA de **entrada y salida**, creando un sistema de protección multicapa.

ventas@abatec.com.mx

- Supera los estándares de **contención convencional**, reduciendo riesgos de exposición.

Sistema de Control TouchLink™

El **TouchLink™** proporciona una **interfaz táctil intuitiva** que permite:

- Calcular la **velocidad de entrada y flujo descendente** en tiempo real

ventas@abatec.com.mx