

Estación de desechos animales de clase I NU-608

Descripción

La **estación de desecho NU-608 para vivarios Clase I NuAire** es una **cabina de bioseguridad Clase I** diseñada para **desechar la cama de animales pequeños** en bioterios de manera **segura y eficiente**. Gracias a su **barrera de aire constante y filtración**, protege al personal de **alérgenos y partículas contaminantes**. Su diseño **ergonómico y móvil** la convierte en una solución ideal para **instalaciones de investigación biomédica y farmacológica**.

Acceso Amplio y Diseño Ergonómico

- Abertura de acceso de **356 mm (14”)** con bisagra para facilitar la manipulación de jaulas.
- **Superficie de trabajo en acero inoxidable**, fácil de limpiar y resistente.
- **Ruedas de alta resistencia** y manijas de empuje para mover la estación sin esfuerzo.

Gestión Eficiente de Residuos

ventas@abatec.com.mx

- Conducto de residuos con **barra de acero inoxidable** que dirige correctamente la cama al depósito.
- **Fijación de bolsas sin herramientas**, permitiendo cambios rápidos y seguros.
- Minimiza derrames y optimiza el **flujo operativo y la limpieza del vivario**.

ventas@abatec.com.mx